

Montesilvano, 29 marzo 2016

## ***IL SISTEMA TECNOLOGICO MEDSTAN SOTTOPOSTO A MISURAZIONE DI BIORISONANZA ELETTROMAGNETICA***

L'obiettivo del presente studio è stato quello di verificare l'efficacia dell'utilizzo dei nuovi dispositivi Medstan per l'eventuale riequilibrio frequenziale dei Meridiani Energetici di Medicina tradizionale Cinese.

Da secoli, discipline quali la kinesiologia applicata, l'agopuntura, l'elettro agopuntura di Voll o la Biorisonanza elettromagnetica, studiano e trattano tali meridiani, curando il corpo dal punto di vista energetico, cioè sfruttando i suoi innati sistemi di autoregolazione.


### **MATERIALI E METODI:**

Abbiamo chiesto a 5 persone tra i 20 ed i 50 anni di età, affette da intolleranze alimentari, di prestarsi per alcune misurazioni.

Ci siamo avvalsi dell'apparecchiatura **Bicom Optima Regumed**, il macchinario attualmente più tecnologico presente sul mercato internazionale, per eseguire le misurazioni dei Meridiani di medicina Cinese.

Tale apparecchiatura è in grado di misurare le frequenze elettromagnetiche corporee fisiologiche attraverso degli elettrodi che vengono posizionati in particolari punti dell'organismo.

Nel presente studio abbiamo preso in considerazione l'analisi dei punti nodulari di Voll stimolati dall'attraversamento di una corrente elettrica.



La misurazione EAV, anche definita EDS (Electro-Dermal Screening), è basata sulla resistenza elettrica. I valori di resistenza sono calcolati automaticamente dallo strumento di Biorisonanza, e riassunti in "Unità di Scala" attraverso formule matematiche.

La misurazione ritenuta ottimale, è quella che si attesta a valori tra 50 e 60 nella scala graduata del macchinario di Biorisonanza.

Valori più bassi sono ritenuti di ipofunzionamento del Meridiano, mentre superiori a 60 da iperfunzionamento dello stesso.

Secondo la Biorisonanza un ipo - o iper - funzionamento del meridiano, porta nel tempo a squilibri di funzionamento di uno o più organi ad esso collegato e, quindi, all'istaurarsi di patologie corporee.

Per essere certi che la nostra indagine sull'eventuale beneficio dell'utilizzo dei dispositivi Medstan fosse il più accurata possibile, è stato richiesto alle persone oggetto di studio, di venire ad effettuare il test di mattina, a digiuno, senza l'assunzione di eventuale farmaci di qualunque genere, da almeno una settimana.

Sono state misurate le frequenze elettromagnetiche dei punti terminali dei Meridiani di Medicina tradizionale Cinese, presenti sulle mani, prima e dopo aver indossato il dispositivo Medstan "POLSINO".

Cioè dapprima è stata effettuata una misurazione dei punti terminali dei meridiani delle mani e, poi sono state ripetute le stesse misurazioni dopo aver indossato il POLSINO per 30 minuti e sempre mantenendolo indossato durante la misurazione.











## CONSIDERAZIONI FINALI ED OSSERVAZIONI:

Dalle indagini eseguite è emerso che in tutti i pazienti sottoposti a studio, l'utilizzo del **POLSINO MEDSTAN** per un periodo di tempo limitato di 30 minuti, ha comportato un riequilibrio dei valori del campo elettromagnetico misurato sui punti terminali delle mani, corrispondenti ai Meridiani di Medicina Tradizionale Cinese.

In particolare i Meridiani che hanno maggiormente beneficiato del riequilibrio, sono stati quelli relativi al Sistema Nervoso Centrale e dell'Intestino Tenue e Crasso. Inoltre, abbiamo notato che anche gli altri Meridiani, hanno subito degli assestamenti positivi rispetto al valore misurato inizialmente. Comunque nessuno di essi ha subito spostamenti di valore al di fuori del range tra 50 e 60, considerato normale in Medicina di Biorisonanza Elettromagnetica.

Chiaramente i test illustrano il valore di misurazioni eseguite senza la volontà reale di trovare la soluzione a nessuna patologia, però, dai dati raccolti in questo studio, possiamo affermare che il **dispositivo tecnologico Medstan** possiede la capacità di esercitare un riequilibrio energetico di alcuni dei Meridiani di Medicina Tradizionale Cinese e, per quanto osservato, **non esercita attività di squilibrio o deviazione dell'energia corporea**. Questo probabilmente perché il filamento metallico presente al suo interno è composto da una lega metallica accuratamente studiata e formulata, in grado di mettere a disposizione ioni metallici necessari a sopperire alla richiesta corporea.

Inoltre lo studio è stato effettuato su soggetti che avevano indossato il POLSINO solo per 30'; invece, l'azienda Medstan, ne consiglia l'utilizzo ininterrotto per tutto il giorno. Sicuramente l'utilizzo costante delle Fasce Bioenergetiche MEDSTAN potrà produrre altri ulteriori benefici per il corpo. Va inoltre considerato, che con le fasce Medstan si ha una miglior variazione terapeutica, inerente alla circolazione sanguigna e al miglioramento del tono muscolare per effetto della compressione.

In futuro, si potranno effettuare degli studi ancora più dettagliati e particolareggiati, per scegliere i dispositivi Medstan che meglio possano adattarsi ai vari squilibri presentati da pazienti con le più svariate patologie.

La strada della ricerca quantistica è ancora lunga, ma la stiamo già percorrendo...

*Dott. Daniele ZAMPARELLI*

*Sede di: Bologna Via Magenta, 10 tel. 340 2879404*

*Specialista in Scienze e Tecnologie alimentari*

*Sede di: Chioggia - Venezia Via Trieste, 31/A tel. 340 2879404*

*Biorisonanza Elettromagnetica*

*Sede di: Montesilvano - Pescara Via Almirante, 2 tel. 334 8378205*

*Osteokinesiologo*

*Sede di: Sora - Frosinone Viale San Domenico, 58 tel. 334 8378205*